

MW45 SIMULADOR DE RECOLECCION DE HISOPOS NASOFARINGEOS

Cuando el hisopo alcanza la posición correcta en la cavidad nasal, el hisopo se pigmentará en azul.

Se pueden practicar formas de usar el depresor de lengua con hisopos.

La forma de la cavidad nasal entre derecha e izquierda es diferente.

El producto viene con sección transversal

Incluye:

Modelo principal


Modelo transversal

Jeringa (30 ml)

Vaso desechable

Hisopos que cambian de color

Manual de instrucciones



Marca:
(del fabricante)

Kyoto Kagaku

Modelo:
(del fabricante)

MW45

Procedencia del bien:

JAPON (JP)

PASEO LOMAS ALTAS #103 COL. LOMAS DEL VALLE CP 45129 ZAPOPAN JALISCO

TELS/FAX: 01 3336425160, 01 3336417901 y 01 8009990407

PÁGINA WEB: www.aramedylaboratorio.com E-MAIL: atencioncliente@aramedylaboratorio.com